

HI98115 (GroLine)



pH 测量仪

经济型，高精度，大屏幕 LCD，单键操作

测量值稳定指示标识，测量时屏幕显示沙漏标识，沙漏消失即读数稳定

可更换电极，电极诊断功能

自动识别校准，内置 2 组酸度校准点

自动温度补偿

电量不足显示标识，可设置 8 分钟、60 分钟自动关机功能

应用于营养液及土壤检测，专门用于快速微量样品或小瓶颈样品酸度测量，适用于实验室、科研等行业，



规格详述:

		HI98115
pH	测量范围	0.00– 14.00 pH
	解析度	0.01 pH
	精度@25°C	±0.2pH
	校准	自动校准，2 个校准点 (Ph4.01,7.01,10.01)
其他参数	电极	螺纹接口 HI1271，规格：Ø 8mm x 103mm
	电池型号/寿命	CR2030 纽扣锂电池，可连续使用 1000 小时
	自动关闭	可设定 8，60 分钟自动 关闭或禁止关机模式
	使用环境	0– 50°C / 32.0 – 122° F，RH 95%
	尺寸	50X 174 X 21 mm
	重量	50 g
标准配置：专用螺纹塑料复合酸度电极，校准液 (pH4.01,7.01,20ML X 2)，说明书，专业携带盒。		